



AIGUILLE À INJECTION

FIABLE ET SÛRE DE BOUT EN BOUT

L'aiguille à injection à usage unique de MICRO-TECH facilite la pratique clinique grâce à sa poignée ergonomique et à son aiguille particulièrement pointue. Sa conception antidérapante garantit un contrôle pratique d'une seule main.

La poignée peut être verrouillée en plusieurs étapes afin d'accroître la précision des ponctions. Lorsque l'aiguille est libérée, elle s'enclenche à nouveau dans le cathéter pour éviter d'endommager le canal de travail.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Poignée ergonomique antidérapante
- Coussin d'appui réglable
- Alimentation automatique de l'aiguille
- Tête atraumatique et souple en silicone
- Aiguille extrêmement pointue et précise
- Différents diamètres d'aiguille
- Connecteur d'aiguille LL



Aiguille entièrement rétractée



Design ergonomique compact

CARACTÉRISTIQUES

RÉF.	Longueur aiguille (mm)	Ø aiguille	Ø longueur utile (mm)	Longueur (mm)
AIGUILLE À INJECTION – POLYPECTOMIE/EMR				
IN12-195232302	5	19 G = 0,9 mm	2,8	2 300
IN12-225232302	5	22 G = 0,7 mm	2,8	2 300
IN12-255232302	5	25 G = 0,5 mm	2,8	2 300
AIGUILLE À INJECTION – ESD				
IN12-224232302	4	22 G = 0,7 mm	2,8	2 300
IN12-254232302	4	25 G = 0,5 mm	2,8	2 300

Conditionnement : 10 pièces

Également disponible
dans d'autres versions

